



HUR Offload painokevennyslaite

Kuntoutukseen ja harjoitteluun

HUR Offload

HUR Offload on paineilmatekniikkaan perustuva kevennyslaite, joka mahdollistaa monipuolisen harjoittelun kävelyyn, juoksuun tai moneen muuhun kuntoutustarpeeseen. Laitteen avulla kehonpainoa voidaan keventää ja asentoa tukea valjaiden avulla, mikä mahdollistaa kuntoutuksen aloittamisen turvallisesti ja vakaasti hyvin aikaisessa vaiheessa.

HUR Offload laitteen kevennyksen mahdollistaa paineilma sekä laitteen kaksi erillistä vaijeria tuoden lisää tukea ja turvallisuutta harjoitteluun ja kuntoutukseen. Laitteen avoimen rakenteen johdosta ohjaajan on helppo avustaa ja ohjata potilaan alaraajojen liikettä kuntoutuksen aikana. Laitetta voidaan käyttää minkä tahansa enintään 950 mm leveän juoksumaton kanssa. Suosittelemme laitteen kanssa käytettäväksi ensisijaisesti HUR -juoksumattoa.



OMINAISUUDET

Paineilmatekniikkaan perustuva kevennyks

Kevennyks saavutetaan paineilmaa hyödyntämällä, tarjoten jatkuvaa ja tasaista tukea liikkeessä

Laadukas ja kustannustehokas

Korkealaatuinen ja kustannustehokas ratkaisu, joka on suunniteltu ja valmistettu Suomessa

Portaaton säätö

Portaaton säätö mahdollistaa hallitun edistymisen

Helppo pääsy laitteeseen

Avoimen rungon ansiosta laite sopii erityisen hyvin ikääntyneille ja pyörätuolia käyttäville

Käyttäjystävällinen

Laitteen säätäminen on helppoa plus- ja miinus-painikkeiden avulla

Kaksoiskannattimet

Kaksi erillistä vaijeria varmistavat vakaan ja turvallisen kuntoutuksen

KÄYTTÖTARKOITUS:

- Aivohalvaus
- Selkäydinvammat
- Tasapainon häiriöt
- Neurologiset häiriöt
- Tasapainon kehittäminen
- Amputaatiopotilaat
- Tuki- ja liikuntaelinvaiat



Juoksuvaljaat

Erittäin mukavat juoksuvaljaat mahdollistavat sekä toiminnallisen että jatkuvan juoksuharjoittelun.

Alaraajojen liikerataa rajoittamatta paino jakaantuu tasaisesti lonkkahihnojen, pakarahihnojen ja lanneranka-rintaranka-alueelle.

Valjaat ovat erityisen hyödylliset varhaisessa kuntoutuksessa alaraajojen tai selän vammojen jälkeen.

Valjaat ovat saatavilla S ja M koossa ja tilattavissa erikseen.



Kävelyvaljaat

Kävelyvaljaat antavat erinomaisen tuen ylävartalolle sekä nivusalueelle kävelyharjoittelun aikana.

Alaraajojen liikerataa rajoittamatta paino jakaantuu tasaisesti lonkkahihnojen, pakarahihnojen ja lanneranka-rintaranka-alueelle.

Soveltuvat hyvin peruskuntoutukseen.

Valjaat ovat saatavilla XXS-XL koossa ja tilattavissa erikseen.



Tuotetiedot

6100 HUR OFFLOAD - MATALA RUNKO

Runkotyyppi	Mitat (cm)	Mitat (tuumaa)	Paino	Maton maks. leveys
Standardi	149 × 236 × 231	59 × 93 × 91	117 kg (258 lb)	95 cm (37 in)
Leveä	169 × 236 × 231	67 × 93 × 91	125 kg (276 lb)	115 cm (45 in)

6102 HUR OFFLOAD

Runkotyyppi	Mitat (cm)	Mitat (in)	Paino	Maton maks. leveys
Standardi	149 × 236 × 259	59 × 93 × 102	120 kg (265 lb)	95 cm (37 in)
Leveä	169 × 236 × 259	67 × 93 × 102	128 kg (282 lb)	115 cm (45 in)

Maksimikevennyyskapasiteetti (6100 ja 6102): 139 kg (306 lb)

HUOM: Mitat ilmoitettu muodossa L × P × K (leveys × pituus × korkeus)



Kumppanisi **läpi elämän** kantavassa voimaharjoittelussa

HUR sitoutuu tarjoamaan parhaat konseptit ja tuotteet
elinikäisen hyvinvoinnin edistämiseksi.



Ab HUR Oy Patamäentie 4, 67100 Kokkola, Finland/+358 6 832 5500 / myynti@hur.fi
hur.fi